




Pincettes  
bipolaires

## Remarques importantes

La société Erbe Elektromedizin GmbH a rédigé ce catalogue d'accessoires avec le plus grand soin. Néanmoins il n'est pas possible d'exclure toute erreur. Aucun préjudice ne peut être évité auprès de la société Erbe suite aux informations ou recommandations contenues dans ce catalogue. Seuls pourront être revendiqués des droits résultants des intentions délictueuses ou de négligence grave contenues dans les informations ou omises dans cette brochure.

Les données sur l'utilisation des instruments se basent sur des expériences cliniques. Selon les résultats de la recherche et des expériences cliniques, les produits sont soumis à une évaluation permanente quant à la technique et au design.

## Autres informations produit



*Veillez lire la notice d'utilisation correspondante avant l'utilisation.*

# Électrochirurgie

---

### Pincettes bipolaires

---

04	Pincettes bipolaires, usage unique	16	Pincettes bipolaires Classic, droite
06	Pincettes bipolaires PREMIUM, droite	23	Pincettes bipolaires Classic, coudée et baïonnette
10	Pincettes bipolaires PREMIUM, baïonnette	29	Pincettes bipolaires Classic, avec mors striés
		31	Pincettes bipolaires à irrigation

# Pincettes bipolaires

## Pincettes bipolaires, usage unique

Pincette bipolaire, usage unique, McPherson, pointe 0,5 mm, longueur 102 mm

avec câble de raccordement 5 m, fiche 2 broches de 28 mm



**No. 20195-615**

= 25

0.55 kVp

D157419

STERILE EO

Pincette bipolaire, usage unique, droite, pointe 0,5 mm, longueur 105 mm

avec câble de raccordement 5 m, fiche 2 broches de 28 mm



**No. 20195-605**

= 25

0.55 kVp

D157419

STERILE EO

Pincette bipolaire, usage unique, droite, pointe 1 mm, longueur 150 mm

avec câble de raccordement 5 m, fiche 2 broches de 28 mm



**No. 20195-602**

= 25

0.55 kVp

D157419

STERILE EO

Pincette bipolaire, usage unique, droite, pointe 1 mm, longueur 190 mm

avec câble de raccordement 5 m, fiche 2 broches de 28 mm



**No. 20195-600**

= 25

0.55 kVp

D157419

STERILE EO

Pincette bipolaire, usage unique, droite, pointe 2 mm, longueur 190 mm

avec câble de raccordement 5 m, fiche 2 broches de 28 mm



**No. 20195-601**

= 25

0.55 kVp

D157419

STERILE EO

Pincette bipolaire, usage unique, droite, pointe 2 mm, longueur 225 mm

avec câble de raccordement 5 m, fiche 2 broches de 28 mm



**No. 20195-608**

= 25

0.55 kVp

D157419

STERILE EO



# Pincettes bipolaires

## Pincettes bipolaires, usage unique

Pincette bipolaire, usage unique, McPherson, coudée, pointe 0,5 mm, longueur 102 mm

avec câble de raccordement 5 m, fiche 2 broches de 28 mm



**No. 20195-616**

= 25

0.55 kVp

D157419



STERILE EO

Pincette bipolaire, usage unique, coudée, pointe 1 mm, longueur 150 mm

avec câble de raccordement 5 m, fiche 2 broches de 28 mm



**No. 20195-612**

= 25

0.55 kVp

D157419



STERILE EO

Pincette bipolaire, usage unique, coudée, pointe 1 mm, longueur 190 mm

avec câble de raccordement 5 m, fiche 2 broches de 28 mm



**No. 20195-610**

= 25

0.55 kVp

D157419



STERILE EO

Pincette bipolaire, usage unique, coudée, pointe 2 mm, longueur 190 mm

avec câble de raccordement 5 m, fiche 2 broches de 28 mm



**No. 20195-611**

= 25

0.55 kVp

D157419



STERILE EO

Pincette bipolaire, usage unique, baïonnette, pointe 1 mm, longueur 150 mm

avec câble de raccordement 5 m, fiche 2 broches de 28 mm



**No. 20195-621**

= 25

0.55 kVp

D157419



STERILE EO

Pincette bipolaire, usage unique, baïonnette, pointe 1 mm, longueur 190 mm

avec câble de raccordement 5 m, fiche 2 broches de 28 mm



**No. 20195-620**

= 25

0.55 kVp

D157419



STERILE EO

# Pincettes bipolaires

## Pincette bipolaire PREMIUM, droite

Pincette bipolaire PREMIUM, droite



No.	
= 1	0.5 kVp
	max 93 °C
30195-120	max 134 °C

100 %

Forme de la pointe	Longueur	Longueur de la pointe	Forme de la pincette	No.
● Pointe 0,2 mm, pointue 	120 mm 185 mm 200 mm	8 mm 8 mm 8 mm	droite droite droite	20195-501 20195-505 20195-510
● Pointe 0,3 – 0,4 mm, très fine 	120 mm 185 mm 200 mm	8 mm 8 mm 8 mm	droite droite droite	20195-502 20195-506 20195-511
● Pointe 0,5 – 0,7 mm, fine 	120 mm 120 mm 185 mm	8 mm 8 mm 8 mm	droite coudée, 45° droite	20195-503 20195-504 20195-507
● Pointe 1 mm, mousse 	185 mm 185 mm 200 mm 200 mm 260 mm	8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm	droite coudée, 30° droite coudée, 30° coudée, 30°	20195-508 20195-509 20195-512 20195-513 20195-516
● Pointe 2 mm, mousse 	200 mm 230 mm 260 mm 280 mm	8 mm 8 mm 8 mm 8 mm	coudée, 30° droite coudée, 30° droite	20195-514 20195-515 20195-517 20195-518

Câbles de raccordement bipolaires	Longueur	Pièce	No.
Standard 	4 m 5 m	1	20196-045 20196-057
International (2-Pin 22 mm) 	4 m 5 m	1	20196-053 20196-061
Martin Standard 	4 m 5 m	1	20196-047 20196-059
Valleylab (2-Pin 28 mm) 	4 m	1	20196-055

# Pincettes bipolaires

## Pincette bipolaire PREMIUM, droite

Pincette bipolaire PREMIUM, droite, pointe pointue 0,2 mm, longueur 120 mm



**No. 20195-501**



0.5 kVp

max 93 °C



30195-120

max 134 °C

Pincette bipolaire PREMIUM, droite, pointe très fine 0,4 mm, longueur 120 mm



**No. 20195-502**



0.5 kVp

max 93 °C



30195-120

max 134 °C

Pincette bipolaire PREMIUM, droite, pointe fine 0,7 mm, longueur 120 mm



**No. 20195-503**



0.5 kVp

max 93 °C



30195-120

max 134 °C

Pincette bipolaire PREMIUM, droite, pointe fine 0,7 mm, coudée, longueur 120 mm



**No. 20195-504**



0.5 kVp

max 93 °C



30195-120

max 134 °C

Pincette bipolaire PREMIUM, droite, pointe pointue 0,2 mm, longueur 185 mm



**No. 20195-505**



0.5 kVp

max 93 °C



30195-120

max 134 °C

Pincette bipolaire PREMIUM, droite, pointe très fine 0,4 mm, longueur 185 mm



**No. 20195-506**



0.5 kVp

max 93 °C



30195-120

max 134 °C

# Pincettes bipolaires

## Pincette bipolaire PREMIUM, droite

Pincette bipolaire PREMIUM, droite, pointe fine 0,7 mm, longueur 185 mm



**No. 20195-507**



0.5 kVp

max 93 °C



30195-120

max 134 °C

Pincette bipolaire PREMIUM, droite, pointe mousse 1 mm, longueur 185 mm



**No. 20195-508**



0.5 kVp

max 93 °C



30195-120

max 134 °C

Pincette bipolaire PREMIUM, droite, pointe mousse 1 mm, coudée, longueur 185 mm



**No. 20195-509**



0.5 kVp

max 93 °C



30195-120

max 134 °C

Pincette bipolaire PREMIUM, droite, pointe pointue 0,2 mm, longueur 200 mm



**No. 20195-510**



0.5 kVp

max 93 °C



30195-120

max 134 °C

Pincette bipolaire PREMIUM, droite, pointe très fine 0,4 mm, longueur 200 mm



**No. 20195-511**



0.5 kVp

max 93 °C



30195-120

max 134 °C

Pincette bipolaire PREMIUM, droite, pointe mousse 1 mm, longueur 200 mm



**No. 20195-512**



0.5 kVp

max 93 °C



30195-120

max 134 °C

# Pincettes bipolaires

## Pincette bipolaire PREMIUM, droite

Pincette bipolaire PREMIUM, droite, pointe mousse 1 mm, coudée, longueur 200 mm



**No. 20195-513**

= 1	0.5 kVp
	max 93 °C
30195-120	max 134 °C

Pincette bipolaire PREMIUM, droite, pointe mousse 2 mm, coudée, longueur 200 mm



**No. 20195-514**

= 1	0.5 kVp
	max 93 °C
30195-120	max 134 °C

Pincette bipolaire PREMIUM, droite, pointe mousse 2 mm, longueur 230 mm



**No. 20195-515**

= 1	0.5 kVp
	max 93 °C
30195-120	max 134 °C

Pincette bipolaire PREMIUM, droite, pointe mousse 1 mm, coudée, longueur 260 mm



**No. 20195-516**

= 1	0.5 kVp
	max 93 °C
30195-120	max 134 °C

Pincette bipolaire PREMIUM, droite, pointe mousse 2 mm, coudée, longueur 260 mm



**No. 20195-517**

= 1	0.5 kVp
	max 93 °C
30195-120	max 134 °C

Pincette bipolaire PREMIUM, droite, pointe mousse 2 mm, longueur 280 mm

p.e. pour l'urologie



**No. 20195-518**

= 1	0.5 kVp
	max 93 °C
30195-120	max 134 °C

## Pincettes bipolaires

### Pincettes bipolaires PREMIUM, baïonnette

Pincette bipolaire PREMIUM, baïonnette



No.	
= 1	0,5 kVp
	max 93 °C
30195-120	max 134 °C

Forme de la pointe	Longueur	Longueur de la pointe	Forme de la pincette	No.
Pointe 0,2 mm, pointue 	155 mm	8 mm	baïonnette	20195-531
	170 mm	8 mm	baïonnette	20195-534
	200 mm	8 mm	baïonnette	20195-560
	230 mm	8 mm	baïonnette	20195-543
	250 mm	8 mm	baïonnette	20195-551
Pointe 0,3 – 0,4 mm, très fine 	155 mm	8 mm	baïonnette	20195-532
	200 mm	8 mm	baïonnette	20195-536
	230 mm	8 mm	baïonnette	20195-544
	250 mm	8 mm	baïonnette	20195-552
Pointe 0,5 – 0,7 mm, fine 	155 mm	8 mm	baïonnette	20195-533
	170 mm	8 mm	baïonnette	20195-557
	200 mm	8 mm	baïonnette	20195-537
	230 mm	8 mm	baïonnette	20195-545
	230 mm	8 mm	coudée vers le haut, 135°	20195-548
	230 mm	8 mm	coudée vers le bas, 135°	20195-550
	250 mm	8 mm	baïonnette	20195-553
250 mm	8 mm	coudée vers le haut, 135°	20195-556	
Pointe 1 mm, mousse 	170 mm	8 mm	baïonnette	20195-535
	200 mm	8 mm	baïonnette	20195-538
	230 mm	8 mm	baïonnette	20195-546
	250 mm	8 mm	baïonnette	20195-554
Pointe 1,2 mm, mousse 	200 mm	8 mm	baïonnette	20195-539
	200 mm	8 mm	coudée vers le bas, 135°	20195-541
	200 mm	8 mm	coudée vers le haut, 135°	20195-542
	230 mm	8 mm	baïonnette	20195-547
	230 mm	8 mm	coudée vers le haut, 135°	20195-549
	250 mm	8 mm	baïonnette	20195-555
Pointe 2 mm, mousse 	170 mm	8 mm	baïonnette	20195-559
	200 mm	8 mm	baïonnette	20195-540
	230 mm	8 mm	baïonnette	20195-561
	250 mm	8 mm	baïonnette	20195-558

Câbles de raccordement bipolaires	Longueur	Pièce	No.
Standard	4 m	1	20196-045 20196-057
	5 m		
International (2-Pin 22 mm)	4 m	1	20196-053 20196-061
	5 m		
Martin Standard	4 m	1	20196-047 20196-059
	5 m		
Valleylab (2-Pin 28 mm)	4 m	1	20196-055

# Pincettes bipolaires

## Pincettes bipolaires PREMIUM, baïonnette

Pincette bipolaire PREMIUM, baïonnette, pointe pointue 0,2 mm, longueur 155 mm



**No. 20195-531**



0.5 kVp

max 93 °C



30195-120

max 134 °C

Pincette bipolaire PREMIUM, baïonnette, pointe très fine 0,4 mm, longueur 155 mm



**No. 20195-532**



0.5 kVp

max 93 °C



30195-120

max 134 °C

Pincette bipolaire PREMIUM, baïonnette, pointe fine 0,7 mm, longueur 155 mm



**No. 20195-533**



0.5 kVp

max 93 °C



30195-120

max 134 °C

Pincette bipolaire PREMIUM, baïonnette, pointe pointue 0,2 mm, longueur 170 mm



**No. 20195-534**



0.5 kVp

max 93 °C



30195-120

max 134 °C

Pincette bipolaire PREMIUM, baïonnette, pointe fine 0,7 mm, longueur 170 mm



**No. 20195-557**



0.5 kVp

max 93 °C



30195-120

max 134 °C

Pincette bipolaire PREMIUM, baïonnette, pointe mousse 1 mm, longueur 170 mm



**No. 20195-535**



0.5 kVp

max 93 °C



30195-120

max 134 °C

Pincette bipolaire PREMIUM, baïonnette, pointe mousse 2 mm, longueur 170 mm



**No. 20195-559**



0.5 kVp

max 93 °C



30195-120

max 134 °C

# Pincettes bipolaires

## Pincettes bipolaires PREMIUM, baïonnette

Pincette bipolaire PREMIUM, baïonnette, pointe pointue 0,2 mm, longueur 200 mm



**No. 20195-560**



0.5 kVp

max 93 °C



30195-120

max 134 °C

Pincette bipolaire PREMIUM, baïonnette, pointe très fine 0,4 mm, longueur 200 mm



**No. 20195-536**



0.5 kVp

max 93 °C



30195-120

max 134 °C

Pincette bipolaire PREMIUM, baïonnette, pointe fine 0,7 mm, longueur 200 mm



**No. 20195-537**



0.5 kVp

max 93 °C



30195-120

max 134 °C

Pincette bipolaire PREMIUM, baïonnette, pointe mousse 1 mm, longueur 200 mm



**No. 20195-538**



0.5 kVp

max 93 °C



30195-120

max 134 °C

Pincette bipolaire PREMIUM, baïonnette, pointe mousse 1,2 mm, longueur 200 mm



**No. 20195-539**



0.5 kVp

max 93 °C



30195-120

max 134 °C

Pincette bipolaire PREMIUM, baïonnette, pointe mousse 2 mm, longueur 200 mm



**No. 20195-540**



0.5 kVp

max 93 °C



30195-120

max 134 °C



# Pincettes bipolaires

## Pincettes bipolaires PREMIUM, baïonnette

Pincette bipolaire PREMIUM, baïonnette, pointe mousse 1,2 mm, longueur 200 mm

coudée vers le bas



**No. 20195-541**



0.5 kVp

max 93 °C



30195-120

max 134 °C

Pincette bipolaire PREMIUM, baïonnette, pointe mousse 1,2 mm, longueur 200 mm

coudée vers le haut



**No. 20195-542**



0.5 kVp

max 93 °C



30195-120

max 134 °C

Pincette bipolaire PREMIUM, baïonnette, pointe pointue 0,2 mm, longueur 230 mm



**No. 20195-543**



0.5 kVp

max 93 °C



30195-120

max 134 °C

Pincette bipolaire PREMIUM, baïonnette, pointe très fine 0,4 mm, longueur 230 mm



**No. 20195-544**



0.5 kVp

max 93 °C



30195-120

max 134 °C

Pincette bipolaire PREMIUM, baïonnette, pointe fine 0,7 mm, longueur 230 mm



**No. 20195-545**



0.5 kVp

max 93 °C



30195-120

max 134 °C

Pincette bipolaire PREMIUM, baïonnette, pointe mousse 1 mm, longueur 230 mm



**No. 20195-546**



0.5 kVp

max 93 °C



30195-120

max 134 °C

# Pincettes bipolaires

## Pincettes bipolaires PREMIUM, baïonnette

Pincette bipolaire PREMIUM, baïonnette, pointe mousse 1,2 mm, longueur 230 mm



**No. 20195-547**

= 1

0.5 kVp

max 93 °C

30195-120

max 134 °C

Pincette bipolaire PREMIUM, baïonnette, pointe mousse 2 mm, longueur 230 mm



**No. 20195-561**

= 1

0.5 kVp

max 93 °C

30195-120

max 134 °C

Pincette bipolaire PREMIUM, baïonnette, pointe fine 0,7 mm, longueur 230 mm

coudée vers le haut



**No. 20195-548**

= 1

0.5 kVp

max 93 °C

30195-120

max 134 °C

Pincette bipolaire PREMIUM, baïonnette, pointe mousse 1,2 mm, longueur 230 mm

coudée vers le haut



**No. 20195-549**

= 1

0.5 kVp

max 93 °C

30195-120

max 134 °C

Pincette bipolaire PREMIUM, baïonnette, pointe fine 0,7 mm, longueur 230 mm

coudée vers le bas



**No. 20195-550**

= 1

0.5 kVp

max 93 °C

30195-120

max 134 °C

Pincette bipolaire PREMIUM, baïonnette, pointe pointue 0,2 mm, longueur 250 mm



**No. 20195-551**

= 1

0.5 kVp

max 93 °C

30195-120

max 134 °C

# Pincettes bipolaires

## Pincettes bipolaires PREMIUM, baïonnette

Pincette bipolaire PREMIUM, baïonnette, pointe très fine 0,4 mm, longueur 250 mm



**No. 20195-552**



= 1

0.5 kVp

max 93 °C



30195-120

max 134 °C

Pincette bipolaire PREMIUM, baïonnette, pointe fine 0,7 mm, longueur 250 mm



**No. 20195-553**



= 1

0.5 kVp

max 93 °C



30195-120

max 134 °C

Pincette bipolaire PREMIUM, baïonnette, pointe mousse 1 mm, longueur 250 mm



**No. 20195-554**



= 1

0.5 kVp

max 93 °C



30195-120

max 134 °C

Pincette bipolaire PREMIUM, baïonnette, pointe mousse 1,2 mm, longueur 250 mm



**No. 20195-555**



= 1

0.5 kVp

max 93 °C



30195-120

max 134 °C

Pincette bipolaire PREMIUM, baïonnette, pointe fine 0,7 mm, longueur 250 mm

coudée vers le haut



**No. 20195-556**



= 1

0.5 kVp

max 93 °C



30195-120

max 134 °C

Pincette bipolaire PREMIUM, baïonnette, pointe mousse 2 mm, longueur 250 mm



**No. 20195-558**



= 1

0.5 kVp

max 93 °C



30195-120

max 134 °C

# Pincettes bipolaires

## Pincettes bipolaires Classic, droite

### Pincettes bipolaires Classic, droite



No.	
= 1	0,5 kVp
30195-011	max 93 °C
	max 134 °C

100 %

Forme de la pointe	Longueur	Longueur de la pointe	Forme de la pincette	Type de mors	No.
Pointe 0,2 mm, pointue 	105 mm	6 mm	droite	contact à l'extr.	20195-019
	105 mm	5 mm	coudée à l'extrémité, 45°	contact à l'extr.	20195-022
	105 mm	6 mm	coudée, 45°	contact à l'extr.	20195-023
	165 mm	6 mm	droite	contact à l'extr.	20195-011
	165 mm	6 mm	coudée, 30°	contact à l'extr.	20195-013
	190 mm	6 mm	droite	contact à l'extr.	20195-037
Pointe 0,3 – 0,4 mm, très fine 	165 mm	6 mm	coudée, 30°	contact à l'extr.	20195-036
Pointe 0,5 – 0,7 mm, fine 	105 mm	6 mm	droite	contact à l'extr.	20195-020
	105 mm	6 mm	coudée, 45°	contact à l'extr.	20195-021
	150 mm	8 mm	droite	contact à l'extr.	20195-005
	165 mm	5 mm	coudée à l'extrémité, 45°	contact à l'extr.	20195-066
	190 mm	5 mm	coudée à l'extrémité, 45°	contact à l'extr.	20195-065
	225 mm	5 mm	coudée, 45°	contact à l'extr.	20195-064
Pointe 1 mm, mousse 	145 mm	10 mm	droite	contact à l'extr.	20195-038
	165 mm	6 mm	droite	contact à l'extr.	20195-010
	165 mm	10 mm	droite	contact à l'extr.	20195-039
	165 mm	6 mm	coudée, 30°	contact à l'extr.	20195-014
	165 mm	6 mm	coudée, 30°	contact à l'extr.	20195-493
	190 mm	10 mm	droite	contact à l'extr.	20195-040
	190 mm	8 mm	droite	parallèle	20195-000
	190 mm	8 mm	coudée, 30°	parallèle	20195-001
	190 mm	6 mm	coudée, 30°	parallèle	20195-490
	225 mm	10 mm	droite	contact à l'extr.	20195-041
Pointe 2 mm, mousse 	145 mm	10 mm	droite	contact à l'extr.	20195-027
	165 mm	10 mm	droite	contact à l'extr.	20195-028
	190 mm	10 mm	droite	contact à l'extr.	20195-029
	190 mm	6 mm	coudée, 30°	contact à l'extr.	20195-007
	190 mm	6 mm	coudée, 30°	contact à l'extr.	20195-492
	225 mm	10 mm	droite	contact à l'extr.	20195-030
	260 mm	10 mm	droite	contact à l'extr.	20195-110
	300 mm	10 mm	droite	contact à l'extr.	20195-109

Câbles de raccordement bipolaires	Longueur	Pièce	No.
Standard	4 m	1	20196-045
	5 m		20196-057
International (2-Pin 22 mm)	4 m	1	20196-053
	5 m		20196-061
Martin Standard	4 m	1	20196-047
	5 m		20196-059
Valleylab (2-Pin 28 mm)	4 m	1	20196-055

# Pincettes bipolaires

## Pincettes bipolaires Classic, droite

Pincette bipolaire Classic, droite, pointue, longueur 105 mm



**No. 20195-019**

= 1

0.3 kVp

max 93 °C

30195-011

max 134 °C

Pincette bipolaire Classic, droite, pointe fine 0,5 mm, longueur 105 mm



**No. 20195-020**

= 1


0.3 kVp

max 93 °C

30195-011

max 134 °C

Pincette bipolaire Classic, coudée à l'extrémité, pointue, longueur 105 mm



**No. 20195-022**

= 1

0.3 kVp

max 93 °C

30195-011

max 134 °C

Pincette bipolaire Classic, coudée, pointue, longueur 105 mm



**No. 20195-023**

= 1

0.3 kVp

max 93 °C

30195-011

max 134 °C

Pincette bipolaire Classic, coudée, pointe fine 0,5 mm, longueur 105 mm



**No. 20195-021**

= 1

0.3 kVp

max 93 °C

30195-011

max 134 °C

Pincette bipolaire Classic, droite, pointe mousse 1 mm, longueur 145 mm

sans élément de guidage



**No. 20195-038**

= 1

0.5 kVp

max 93 °C

30195-011


max 134 °C

# Pincettes bipolaires

## Pincettes bipolaires Classic, droite

Pincette bipolaire Classic, droite, pointe mousse 2 mm, longueur 145 mm

sans élément de guidage



**No. 20195-027**



0.5 kVp

max 93 °C



30195-011

max 134 °C

Pincette bipolaire Classic, droite, pointe fine 0,7 mm, longueur 150 mm

sans élément de guidage



**No. 20195-005**



0.5 kVp

max 93 °C



30195-011

max 134 °C

Pincette bipolaire Classic, droite, pointue, longueur 165 mm



**No. 20195-011**



0.5 kVp


max 93 °C



30195-011

max 134 °C

Pincette bipolaire Classic, droite, pointe mousse 1 mm, longueur 165 mm



**No. 20195-010**



0.5 kVp

max 93 °C




30195-011

max 134 °C

Pincette bipolaire Classic, droite, pointe mousse 1 mm, longueur 165 mm

sans élément de guidage



**No. 20195-039**



0.5 kVp

max 93 °C



30195-011

max 134 °C

Pincette bipolaire Classic, droite, pointe mousse 2 mm, longueur 165 mm

sans élément de guidage



**No. 20195-028**



0.5 kVp

max 93 °C




30195-011

max 134 °C

# Pincettes bipolaires

## Pincettes bipolaires Classic, droite

Pincette bipolaire Classic, coudée, pointue, longueur 165 mm



**No. 20195-013**



0.5 kVp


max 93 °C



30195-011

max 134 °C

Pincette bipolaire Classic, coudée, pointe très fine 0,4 mm, longueur 165 mm



**No. 20195-036**



0.5 kVp


max 93 °C



30195-011

max 134 °C

Pincette bipolaire Classic, coudée à l'extrémité, pointe fine 0,7 mm, longueur 165 mm



**No. 20195-066**



0.5 kVp


max 93 °C



30195-011

max 134 °C

Pincette bipolaire Classic, coudée, pointe mousse 1 mm, longueur 165 mm



**No. 20195-014**



0.5 kVp

max 93 °C




30195-011

max 134 °C

Pincette bipolaire Classic, coudée, pointe mousse 1 mm, longueur 165 mm

sans élément de guidage



**No. 20195-493**



0.5 kVp


max 93 °C



30195-011

max 134 °C

Pincette bipolaire Classic, droite, pointue, longueur 190 mm



**No. 20195-037**



0.5 kVp

max 93 °C



30195-011

max 134 °C

# Pincettes bipolaires

## Pincettes bipolaires Classic, droite

Pincette bipolaire Classic, droite, pointe mousse 1 mm, longueur 190 mm

sans élément de guidage



**No. 20195-040**



= 1

0.5 kVp

max 93 °C



30195-011

max 134 °C

Pincette bipolaire Classic, droite, pointe mousse 1 mm, longueur 190 mm



**No. 20195-000**



= 1

0.5 kVp

max 93 °C



30195-011

max 134 °C

Pincette bipolaire Classic, droite, pointe mousse 2 mm, longueur 190 mm

sans élément de guidage



**No. 20195-029**



= 1

0.5 kVp

max 93 °C



30195-011

max 134 °C

Pincette bipolaire Classic, coudée à l'extrémité, pointe fine 0,7 mm, longueur 190 mm



**No. 20195-065**



= 1

0.5 kVp

max 93 °C



30195-011

max 134 °C

Pincette bipolaire Classic, coudée, pointe mousse 1 mm, longueur 190 mm



**No. 20195-001**



= 1

0.5 kVp

max 93 °C



30195-011

max 134 °C

Pincette bipolaire Classic, coudée, pointe mousse 1 mm, longueur 190 mm

sans élément de guidage



**No. 20195-490**



= 1

0.5 kVp

max 93 °C



30195-011

max 134 °C



# Pincettes bipolaires

## Pincettes bipolaires Classic, droite

Pincette bipolaire Classic, coudée, pointe mousse 2 mm, longueur 190 mm



**No. 20195-007**

= 1

0.5 kVp

max 93 °C

30195-011

max 134 °C

Pincette bipolaire Classic, coudée, pointe mousse 2 mm, longueur 190 mm

sans élément de guidage



**No. 20195-492**

= 1

0.5 kVp

max 93 °C

30195-011

max 134 °C

Pincette bipolaire Classic, droite, pointe mousse 1 mm, longueur 225 mm

sans élément de guidage



**No. 20195-041**

= 1

0.5 kVp

max 93 °C

30195-011

max 134 °C

Pincette bipolaire Classic, droite, pointe mousse 2 mm, longueur 225 mm

sans élément de guidage



**No. 20195-030**

= 1

0.5 kVp

max 93 °C

30195-011

max 134 °C

Pincette bipolaire Classic, coudée à l'extrémité, pointe fine 0,7 mm, longueur 225 mm



**No. 20195-064**

= 1

0.5 kVp

max 93 °C

30195-011

max 134 °C

# Pincettes bipolaires

## Pincettes bipolaires Classic, droite

Pincette bipolaire Classic, droite, pointe mousse 2 mm, longueur 260 mm



<b>No. 20195-110</b>	
= 1	0.5 kVp
	max 93 °C
30195-011	max 134 °C

Pincette bipolaire Classic, droite, pointe mousse 2 mm, longueur 300 mm



<b>No. 20195-109</b>	
= 1	0.5 kVp
	max 93 °C
30195-011	max 134 °C

# Pincettes bipolaires

## Pincettes bipolaires Classic, coudée et baïonnette

### Pincettes bipolaires Classic, coudée et baïonnette



<b>No.</b>	
= 1	0,5 kVp
30195-011	max 93 °C
	max 134 °C

100 %


Forme de la pointe	Longueur	Longueur de la pointe	Forme de la pincette	Type de mors	No.
Pointe 0,2 mm, pointue 	165 mm	6 mm	coudée, 160°	contact à l'extr.	20195-016 20195-017 20195-008
	165 mm	6 mm	baïonnette	contact à l'extr.	
	190 mm	6 mm	baïonnette	contact à l'extr.	
Pointe 0,3-0,4 mm, très fine 	165 mm	6 mm	coudée, 160°	contact à l'extr.	20195-015 20195-033 20195-044 20195-042
	165 mm	6 mm	baïonnette	contact à l'extr.	
	230 mm	6 mm	baïonnette	contact à l'extr.	
	250 mm	6 mm	baïonnette	contact à l'extr.	
Pointe 0,7 mm, fine 	105 mm	6 mm	coudée, 170°	contact à l'extr.	20195-035 20195-164 20195-006 20195-045 20195-043
	190 mm	5 mm	baïonnette, coudée vers le bas, 45°	contact à l'extr.	
	190 mm	5 mm	baïonnette, coudée vers le haut, 45°	contact à l'extr.	
	230 mm	6 mm	baïonnette	contact à l'extr.	
	250 mm	6 mm	baïonnette	contact à l'extr.	
Pointe 1 mm, mousse 	165 mm	6 mm	baïonnette	contact à l'extr.	20195-018 20195-494 20195-002 20195-491
	165 mm	6 mm	baïonnette	contact à l'extr.	
	190 mm	8 mm	baïonnette	parallèle	
	190 mm	6 mm	baïonnette	contact à l'extr.	
Pointe 1,2 mm, mousse 	190 mm	5 mm	baïonnette, coudée vers le bas, 45°	contact à l'extr.	20195-009 20195-026 20195-031 20195-063 20195-167 20195-168 20195-169 20195-032
	190 mm	5 mm	baïonnette, coudée vers le haut, 45°	contact à l'extr.	
	230 mm	6 mm	baïonnette	contact à l'extr.	
	230 mm	5 mm	baïonnette, coudée vers le haut, 45°	contact à l'extr.	
	230 mm	5 mm	baïonnette, coudée vers le bas, 45°	contact à l'extr.	
	250 mm	5 mm	baïonnette, coudée vers le bas, 45°	contact à l'extr.	
	250 mm	5 mm	baïonnette, coudée vers le haut, 45°	contact à l'extr.	
	250 mm	6 mm	baïonnette	contact à l'extr.	
Pointe 2 mm, mousse 	190 mm	6 mm	baïonnette	contact à l'extr.	20195-034 20195-495
	190 mm	6 mm	baïonnette	contact à l'extr.	

Câbles de raccordement bipolaires	Longueur	Pièce	No.
Standard 	4 m	1	20196-045 20196-057
	5 m		
International (2-Pin 22 mm) 	4 m	1	20196-053 20196-061
	5 m		
Martin Standard 	4 m	1	20196-047 20196-059
	5 m		
Valleylab (2-Pin 28 mm) 	4 m	1	20196-055

# Pincettes bipolaires

## Pincettes bipolaires Classic, coudée et baïonnette

Pincette bipolaire Classic, coudée, pointe fine 0,5 mm, longueur 105 mm



**No. 20195-035**



0.3 kVp


max 93 °C



30195-011

max 134 °C

Pincette bipolaire Classic, coudée, pointue, longueur 165 mm



**No. 20195-016**



0.5 kVp


max 93 °C



30195-011

max 134 °C

Pincette bipolaire Classic, coudée, pointe très fine 0,4 mm, longueur 165 mm



**No. 20195-015**



0.5 kVp


max 93 °C



30195-011

max 134 °C

Pincette bipolaire Classic, baïonnette, pointue, longueur 165 mm



**No. 20195-017**



0.5 kVp


max 93 °C



30195-011

max 134 °C

Pincette bipolaire Classic, baïonnette, pointe très fine 0,4 mm, longueur 165 mm



**No. 20195-033**



0.5 kVp


max 93 °C



30195-011

max 134 °C

Pincette bipolaire Classic, baïonnette, pointe mousse 1 mm, longueur 165 mm



**No. 20195-018**



0.5 kVp

max 93 °C



30195-011


max 134 °C

# Pincettes bipolaires

## Pincettes bipolaires Classic, coudée et baïonnette

Pincette bipolaire Classic, baïonnette, pointe mousse 1 mm, longueur 165 mm

sans élément de guidage



**No. 20195-494**



0.5 kVp


max 93 °C



30195-011

max 134 °C

Pincette bipolaire Classic, baïonnette, pointue, longueur 190 mm



**No. 20195-008**



0.5 kVp

max 93 °C



30195-011

max 134 °C

Pincette bipolaire Classic, baïonnette, pointe mousse 1 mm, longueur 190 mm



**No. 20195-002**



0.5 kVp

max 93 °C




30195-011

max 134 °C

Pincette bipolaire Classic, baïonnette, pointe mousse 1 mm, longueur 190 mm

sans élément de guidage



**No. 20195-491**



0.5 kVp


max 93 °C



30195-011

max 134 °C

Pincette bipolaire Classic, baïonnette, pointe mousse 2 mm, longueur 190 mm



**No. 20195-034**



0.5 kVp

max 93 °C



30195-011

max 134 °C

Pincette bipolaire Classic, baïonnette, pointe mousse 2 mm, longueur 190 mm

sans élément de guidage



**No. 20195-495**



0.5 kVp

max 93 °C



30195-011

max 134 °C

# Pincettes bipolaires

## Pincettes bipolaires Classic, coudée et baïonnette

Pincette bipolaire Classic, baïonnette, coudée vers le bas, pointe mousse 1,2 mm, longueur 190 mm



**No. 20195-009**



= 1

0.5 kVp

max 93 °C



30195-011

max 134 °C

Pincette bipolaire Classic, baïonnette, coudée vers le bas, pointe 0,7 mm, fine, longueur 190 mm



**No. 20195-164**



= 1

0.5 kVp

max 93 °C



30195-011

max 134 °C

Pincette bipolaire Classic, baïonnette, coudée vers le haut, pointe mousse 1,2 mm, longueur 190 mm



**No. 20195-026**



= 1

0.5 kVp

max 93 °C



30195-011

max 134 °C

Pincette bipolaire Classic, baïonnette, coudée vers le haut, pointe 0,7 mm, fine, longueur 190 mm



**No. 20195-006**



= 1

0.5 kVp

max 93 °C



30195-011

max 134 °C

Pincette bipolaire Classic, baïonnette, pointe très fine 0,3 mm, longueur 230 mm



**No. 20195-044**



= 1

0.5 kVp

max 93 °C



30195-011

max 134 °C

# Pincettes bipolaires

## Pincettes bipolaires Classic, coudée et baïonnette

Pincette bipolaire Classic, baïonnette, pointe fine 0,7 mm, longueur 230 mm



**No. 20195-045**



= 1

0.5 kVp

max 93 °C



30195-011

max 134 °C

Pincette bipolaire Classic, baïonnette, pointe mousse 1,2 mm, longueur 230 mm



**No. 20195-031**



= 1

0.5 kVp

max 93 °C



30195-011

max 134 °C

Pincette bipolaire Classic, baïonnette, coudée vers le bas, pointe mousse 1,2 mm, longueur 230 mm



**No. 20195-167**



= 1

0.5 kVp

max 93 °C



30195-011

max 134 °C

Pincette bipolaire Classic, baïonnette, coudée vers le haut, pointe mousse 1,2 mm, longueur 230 mm



**No. 20195-063**



= 1

0.5 kVp

max 93 °C



30195-011

max 134 °C

Pincette bipolaire Classic, baïonnette, pointe très fine 0,3 mm, longueur 250 mm



**No. 20195-042**



= 1

0.5 kVp

max 93 °C



30195-011

max 134 °C

# Pincettes bipolaires

## Pincettes bipolaires Classic, coudée et baïonnette

Pincette bipolaire Classic, baïonnette, pointe fine 0,7 mm, longueur 250 mm



**No. 20195-043**



= 1

0.5 kVp

max 93 °C



30195-011

max 134 °C

Pincette bipolaire Classic, baïonnette, pointe mousse 1,2 mm, longueur 250 mm



**No. 20195-032**



= 1

0.5 kVp

max 93 °C



30195-011

max 134 °C

Pincette bipolaire Classic, baïonnette, coudée vers le bas, pointe mousse 1,2 mm, longueur 250 mm



**No. 20195-168**



= 1

0.5 kVp

max 93 °C



30195-011

max 134 °C

Pincette bipolaire Classic, baïonnette, coudée vers le haut, pointe mousse 1,2 mm, longueur 250 mm



**No. 20195-169**



= 1

0.5 kVp

max 93 °C



30195-011

max 134 °C




# Pincettes bipolaires

## Pincettes bipolaires Classic, avec mors striés

Pincette bipolaire Classic, coudée, pointe mousse 2 mm, longueur 180 mm

selon Meuser



**No. 20195-101**



0.5 kVp

max 93 °C



30195-011

max 134 °C

Pincette bipolaire Classic, droite, pointe mousse 1,1 mm, longueur 190 mm

sans élément de guidage



**No. 20195-098**



0.5 kVp

max 93 °C



30195-011

max 134 °C

Pincette bipolaire Classic, droite, pointe mousse 2,2 mm, longueur 190 mm

sans élément de guidage



**No. 20195-057**



0.5 kVp

max 93 °C



30195-011

max 134 °C

Pincette bipolaire Classic, coudée, pointe mousse 2,2 mm, longueur 190 mm

sans élément de guidage



**No. 20195-058**



0.5 kVp

max 93 °C



30195-011

max 134 °C

Pincette bipolaire Classic, baïonnette, pointe mousse 2,2 mm, longueur 190 mm

sans élément de guidage



**No. 20195-059**



0.5 kVp

max 93 °C



30195-011

max 134 °C

Pincette bipolaire Classic, coudée, pointe mousse 2,2 mm, longueur 240 mm

sans élément de guidage



**No. 20195-107**



0.5 kVp

max 93 °C



30195-011

max 134 °C

## Pincettes bipolaires

### Pincettes bipolaires Classic, avec mors striés

Pincette bipolaire Classic, droite, pointe mousse 2,2 mm, longueur 250 mm

sans élément de guidage



**No. 20195-498**



= 1

0.5 kVp

max 93 °C



30195-011

max 134 °C

Pincette bipolaire Classic, droite, pointe mousse 2,2 mm, longueur 300 mm

sans élément de guidage



**No. 20195-499**



= 1

0.5 kVp

max 93 °C



30195-011

max 134 °C

# Pincettes bipolaires

## Pincettes bipolaires à irrigation

Pincette bipolaire à irrigation, droite, pointe mousse 1,5 mm, longueur 200 mm



**No. 20195-150**



= 1

0.5 kVp

max 95 °C



30195-098

max 138 °C

Pincette bipolaire à irrigation, baïonnette, pointe fine 0,5 mm, longueur 200 mm



**No. 20195-151**



= 1

0.5 kVp

max 95 °C



30195-098

max 138 °C

Pincette bipolaire à irrigation, baïonnette, pointe mousse 1 mm, longueur 200 mm



**No. 20195-152**



= 1

0.5 kVp

max 95 °C



30195-098

max 138 °C

Pincette bipolaire à irrigation, baïonnette, pointe fine 0,5 mm, longueur 230 mm



**No. 20195-153**



= 1

0.5 kVp

max 95 °C



30195-098

max 138 °C

Pincette bipolaire à irrigation, baïonnette, pointe mousse 1 mm, longueur 230 mm



**No. 20195-154**



= 1

0.5 kVp

max 95 °C



30195-098

max 138 °C

Tubing set EIP 2 for irrigation forceps, without connecting cable, length 2.8 m



replaces 20325-020

**No. 20325-011**



= 10



D148285

STERILE EO

#### Important information

The information, recommendations and other details contained in this medium ("information") reflect our state of knowledge and the state of the art in science and technology at the time the medium was created. The information is of a general nature, non-binding and intended solely for general information purposes; it does not constitute instructions for use.

The information and recommendations contained in this medium do not create any legal obligations on the part of Erbe Elektromedizin GmbH and its affiliated companies ("Erbe") or any other claims against Erbe. The information does not constitute any guarantees or other information on the nature of the product; such information requires an express contractual agreement with Erbe in each individual case.

Erbe is not liable for any kind of damage resulting from following the information on this medium, regardless of any legal grounds for liability.

Every user of an Erbe product is responsible for testing the respective Erbe product in advance with regard to its properties and its suitability for the intended type of use or purpose. Suitable type of use of the respective Erbe product can be found in the instructions for use for the respective Erbe product. The user is obliged to ascertain whether the instructions for use available to him/her correspond to the current status of the specific Erbe product. Devices may only be used in accordance with the instructions for use.

Information on settings, application sites, application duration and use of the respective Erbe product is based on the clinical experience of individual centers, physicians and clinical literature independent of Erbe as well as post market surveillance and empirical evidence. They constitute reference values, or Experienced Starting Settings, which must be checked by the user to ensure that they are suitable for the specifically planned application. Depending on the circumstances of a specific application, it may be necessary to deviate from the information provided. The user is responsible for checking this when using Erbe products. We wish to note that science and technology are subject to constant development as a result of research and clinical experience. Similarly, medicine and clinical application are constantly evolving as a result of research and technological development. This may also make it necessary for the user to deviate from the information provided on this medium.

This medium contains information about Erbe products that may not be approved/cleared in certain countries. The user of the respective Erbe product is obliged to inform himself/herself as to whether the Erbe product he/she is using is legally approved/cleared in his/her country and/or to what extent, if any, there are legal requirements for or restrictions on its use.

This medium is not intended for use in the USA.

Erbe Elektromedizin GmbH  
Waldhoernlestrasse 17  
72072 Tuebingen  
Allemagne

Tel +49 7071 755-0  
info@erbe-med.com  
erbe-med.com  
medical-videos.com