



Elettrostimolatore di nervi NT 2

Elettrostimolatore monopolare per la
localizzazione intraoperatoria di strutture
nervose e muscolari – minimo rischio di
lesione, migliore risultato operatorio



Applicazioni di NT 2

e dati tecnici

La localizzazione mirata di strutture nervose consente di ridurre il rischio di lesioni durante interventi sensibili. Le strutture nervose vengono preservate, il risultato post-operatorio è ottimizzato – con una superiore funzionalità e un migliore esito per il paziente.

SETTORI D'IMPIEGO DI NT 2

- ☑ **Stimolazione muscolare, ad es. in caso di atresia anale (chirurgia pediatrica)**
- ☑ **Localizzazione di importanti strutture nervose in caso di:**
 - Chirurgia maxillo-facciale, otorinolaringoiatria, chirurgia plastica, ecc.
 - Interventi in prossimità/della ghiandola parotide
 - Asportazione di linfonodi ascellari o alla gola
 - Nervo elevatore della scapola in caso di dissezione del collo
 - Nervo femorale
 - Navigazione in caso di escissioni di tumori e di ricostruzioni

Numeri d'ordine

Erbe NT 2	10142-000
Impugnatura elettrodo per NT 2	20190-148
Elettrodo argento	21191-052
Elettrodo neutro monouso (20 PZ)	20142-200
Cavo per elettrodo neutro, 5 m	20142-100
Set di fissaggio per VIO su APC 2/NT 2/VEM 2	20180-134

Dati tecnici

Tensione di alimentazione	tramite Erbe VIO (NT 2 in alternativa a APC 2/VEM 2)
Collegamento per compensazione di potenziale	sì
Forma d'impulso	negativa
Durata d'impulso	a scelta 50 ms / 330 µs
Frequenza d'impulso	2 Hz
Tipo di stimolazione	Corrente costante
Corrente di stimolazione	0,5 mA/1 - 25 mA, con incrementi da 1 mA
Tensione di stimolazione	a seconda dell'impedenza fino a 100 V
Canali di stimolazione	1
Dimensioni (larghezza x altezza x profondità)	410 x 80 x 370 mm
Classificazione ai sensi della direttiva CE 93/42/CEE	II b
Tipo ai sensi di EN 60 601-1	CF

Erbe Italia S.r.l.
Viale Sarca, 336/f
20126 Milano
Italia
Tel +39 02 6474681
Fax +39 02 64746830
info@erbe-italia.com
erbe-italia.com

Erbe Elektromedizin GmbH
Waldhoernlestrasse 17
72072 Tuebingen
Germania
Tel +49 7071 755-0
Fax +49 7071 755-179
info@erbe-med.com
erbe-med.com

