

No: 20195-144

## Inserto per pinza LAP



### Dimensioni e peso

Lunghezza ago	340 mm
Diametro stelo	5 mm
Lunghezza	340 mm

### Funzioni di base

Forma / Caratteristica	fenestrata
------------------------	------------

### Superficie

Branche

### Pulizia e disinfezione

Lavaggio in lavastrumenti	max 95 °C
Sterilizzazione in autoclave	max 134 °C

### Norme

Classificazione secondo 93/42 CEE	IIb
Classe di protezione sec. EN 60 601-1	
Conforme a norme EN 60 601-1	

### Ulteriori informazioni sul prodotto

Unità per confezione	1 pezzo/pezzi
Capacità elettrica massima	0.25 kVp