

No: 20195-540

## Pinza bipolare PREMIUM, a baionetta



- Minima adesione al tessuto grazie all'elevata conduttività termica
- Lunga durata dello strumento grazie alla lega di alta qualità
- Coagulazione estremamente precisa grazie alla finissima geometria della punta
- Presa sicura del tessuto grazie alle branche ruvide
- Minima necessità di pulizia intraoperatoria
- Buona visibilità del campo operatorio grazie alla ridotta riflessione della luce (ad es. durante la preparazione al microscopio)

Dimensioni e peso	
Punta	punta 2 mm, smussa
Lunghezza	200 mm
Funzioni di base	
Forma / Caratteristica	a baionetta
Superficie	
Branche	ruvide
Pulizia e disinfezione	
Lavaggio in lavastrumenti	max 95 °C
Sterilizzazione in autoclave	max 138 °C
Ulteriori informazioni sul prodotto	
Unità per confezione	1 pezzo/pezzi
Capacità elettrica massima	0.5 kVp