

No: 20195-241

Stelo per pinza BiClamp E LAP



Dimensioni e peso

Lunghezza ago	340 mm
---------------	--------

Pulizia e disinfezione

Lavaggio in lavastrumenti	max 95 °C
---------------------------	-----------

Sterilizzazione in autoclave	max 138 °C
------------------------------	------------

Norme

Classificazione secondo 93/42 CEE	Ila
-----------------------------------	-----

Classe di protezione sec. EN 60 601-1	
---------------------------------------	--

Conforme a norme EN 60 601-1	
------------------------------	--

Ulteriori informazioni sul prodotto

Unità per confezione	1 pezzo/pezzi
----------------------	---------------