

No: 21196-119

Cavo bipolare



Dimensioni e peso

Lunghezza cavo	{4,50 m}
----------------	----------

Funzioni di base

Compatibilità	per resettoscopi WOLF
Connessione	{MF-U-Stecker}

Pulizia e disinfezione

Lavaggio in lavastrumenti	max 95 °C
Sterilizzazione in autoclave	max 138 °C

Ulteriori informazioni sul prodotto

Unità per confezione	1 pezzi
Capacità elettrica massima	1 kVp