

No: 20132-180

Sonda APC 2200 SW



Dimensioni e peso

Dimensioni	Ø 2,3 mm
Lunghezza	2.2 {Meter}

Funzioni di base

Flessibilità	flessibile
Forme di scarico	SW = Erogazione laterale di 90°
Forma / Caratteristica	SW

Pulizia e disinfezione

Lavaggio in lavastrumenti	max 95 °C
Sterilizzazione in autoclave	max 138 °C

Norme

Classificazione secondo 93/42 CEE	IIb
Classe di protezione sec. EN 60 601-1	
Conforme a norme EN 60 601-1	

Ulteriori informazioni sul prodotto

Capacità elettrica massima	4.3 kVp
Unità per confezione	1 pezzo/pezzi