

No: 20132-177

Sonda APC 2200 A



Dimensioni e peso

Dimensioni	Ø 2,3 mm
Lunghezza	2.2 {Meter}

Funzioni di base

Flessibilità	flessibile
Forme di scarico	A = Erogazione assiale
Forma / Caratteristica	A

Pulizia e disinfezione

Lavaggio in lavastrumenti	max 95 °C
Sterilizzazione in autoclave	max 138 °C

Ulteriori informazioni sul prodotto

Capacità elettrica massima	4.3 kVp
Unità per confezione	1 pezzo/pezzi