

No: 20321-014

## Braccio portatubo con 3 snodi



### Dimensioni e peso

Lunghezza	1.3 {Meter}
-----------	-------------

### Pulizia e disinfezione

Lavaggio in lavastrumenti	max 95 °C
---------------------------	-----------

Sterilizzazione in autoclave	max 132 °C
------------------------------	------------

### Norme

Classificazione secondo 93/42 CEE

Classe di protezione sec. EN 60 601-1

Conforme a norme EN 60 601-1

### Ulteriori informazioni sul prodotto

Unità per confezione	1 pezzo/pezzi
----------------------	---------------