

No: 21191-055



Elettrodo a spatola

- La giusta forma e dimensione per ogni intervento
- Utilizzato in tutte le discipline chirurgiche specialistiche a cielo aperto

Dimensioni e peso

Dimensioni	2,3 x 19 mm
Diametro stelo	4 mm
Lunghezza	120 mm

Funzioni di base

Forma / Caratteristica	retto/retta
Compatibilità	VIO, ICC, ACC
Flessibilità	rigido
Colore	nero

Superficie

Isolamento	isolato/isolata
------------	-----------------

Pulizia e disinfezione

Lavaggio in lavastrumenti	max 95 °C
Sterilizzazione in autoclave	max 138 °C

Ulteriori informazioni sul prodotto

Unità per confezione	1 pezzo/pezzi
Capacità elettrica massima	4.3 kVp