

No: 20195-548

## Pinza bipolare PREMIUM, a baionetta



- Minima adesione al tessuto grazie all'elevata conduttività termica
- Lunga durata dello strumento grazie alla lega di alta qualità
- Coagulazione estremamente precisa grazie alla finissima geometria della punta
- Presa sicura del tessuto grazie alle branche ruvide
- Minima necessità di pulizia intraoperatoria
- Buona visibilità del campo operatorio grazie alla ridotta riflessione della luce (ad es. durante la preparazione al microscopio)

Dimensioni e peso	
Punta	punta 0,7 mm, fine
Lunghezza	230 mm
Funzioni di base	
Forma / Caratteristica	{bajonett, nach oben gewinkelt}
Superficie	
Branche	ruvide
Pulizia e disinfezione	
Lavaggio in lavastrumenti	max 95 °C
Sterilizzazione in autoclave	max 138 °C
Norme	
Classificazione secondo 93/42 CEE	I Ib
Classe di protezione sec. EN 60 601-1	
Conforme a norme EN 60 601-1	
Ulteriori informazioni sul prodotto	
Unità per confezione	1 pezzo/pezzi
Capacità elettrica massima	0.5 kVp