

No: 20195-059

Pinza bipolare classica, a baionetta



Dimensioni e peso

Punta	punta 2,2 mm, smussa
Lunghezza	190 mm
Lunghezza di presa	15 mm

Funzioni di base

Forma / Caratteristica	a baionetta
------------------------	-------------

Superficie

Branche	zigrinate
---------	-----------

Pulizia e disinfezione

Lavaggio in lavastrumenti	max 95 °C
Sterilizzazione in autoclave	max 134 °C

Norme

Classificazione secondo 93/42 CEE	IIb
Classe di protezione sec. EN 60 601-1	
Conforme a norme EN 60 601-1	

Ulteriori informazioni sul prodotto

Capacità elettrica massima	0.5 kVp
Unità per confezione	1 pezzo/pezzi