


No: 21191-139

Elettrodo ansa a nastro



- La giusta forma e dimensione per ogni intervento
- Utilizzato in tutte le discipline chirurgiche specialistiche a cielo aperto

Dimensioni e peso

Diametro stelo	2.4 mm
Lunghezza	40 mm
Dimensioni	ø 16 mm

Funzioni di base

Forma / Caratteristica	retto/retta
Compatibilità	VIO, ICC, ACC
Flessibilità	rigido
Colore	nero

Pulizia e disinfezione

Lavaggio in lavastrumenti	max 95 °C
Sterilizzazione in autoclave	max 138 °C

Norme

Classificazione secondo 93/42 CEE	I Ib
Classe di protezione sec. EN 60 601-1	
Conforme a norme EN 60 601-1	

Ulteriori informazioni sul prodotto

Unità per confezione	5 pezzo/pezzi
Capacità elettrica massima	4.3 kVp