

No: 20190-065

Manipolo elettrochirurgico Slim-Line con 2 tasti



Dimensioni e peso

Lunghezza cavo	con cavo di connessione 4 m
Diametro stelo	4 mm

Funzioni di base

Compatibilità	VIO, ICC, ACC
Connessione	Standard

Pulizia e disinfezione

Lavaggio in lavastrumenti	max 95 °C
Sterilizzazione in autoclave	max 138 °C

Norme

Classificazione secondo 93/42 CEE	IIb
Classe di protezione sec. EN 60 601-1	
Conforme a norme EN 60 601-1	

Ulteriori informazioni sul prodotto

Unità per confezione	1 pezzo/pezzi
Capacità elettrica massima	4 kVp