

No: 20196-119

## Cavo bipolare



### Dimensioni e peso

Lunghezza cavo	{4 m}
----------------	-------

### Funzioni di base

Compatibilità	per resettoscopi WOLF
---------------	-----------------------

Connessione	{mit MF-Stecker}
-------------	------------------

### Pulizia e disinfezione

Sterilizzazione in autoclave	max 134 °C
------------------------------	------------

Lavaggio in lavastrumenti	max 95 °C
---------------------------	-----------

### Norme

Classificazione secondo 93/42 CEE	I
-----------------------------------	---

Classe di protezione sec. EN 60 601-1	
---------------------------------------	--

Conforme a norme EN 60 601-1	
------------------------------	--

### Ulteriori informazioni sul prodotto

Capacità elettrica massima	1 kVp
----------------------------	-------

Unità per confezione	1 pezzo / pezzi
----------------------	-----------------